



## TOILETTENSITZERHÖHUNG IBIZA

**UGS:** 10054

**85.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Sehr schnelle Befestigung durch 2 Drehknöpfe
- Komfortable, anatomisch geformte Sitzfläche
- Höhe: 15 cm
- Max. Gewicht Benutzer: 225 kg
- Farbe: Weiss

**Categories:** [1. Bad/Dusche/WC, WC-Erhöhungen](#)

## TOILETTENSITZERHÖHUNG IBIZA – EINFACHHEIT, KOMFORT UND PFLEGELEICHT

Die **Toilettensitzerhöhung Ibiza** ermöglicht es, die Sitzhöhe von Standard-WCs zu erhöhen, was das Aufstehen erleichtert und den Kraftaufwand für Personen mit eingeschränkter Mobilität oder in der Genesungsphase reduziert. Sie stellt eine wirksame Hilfe zur Förderung der täglichen Selbstständigkeit dar.

Die Installation ist schnell und einfach: Positionieren Sie sie bis zum Anschlag vorne am Beckenrand und ziehen Sie dann die **beiden grossen seitlichen Drehknöpfe** für eine stabile Befestigung fest. Dieses System passt auf die meisten Standard-WCs und erfordert kein Werkzeug.

Die vollständig aus **leichtem und hygienischem Kunststoff** gefertigte Toilettensitzerhöhung Ibiza ist leicht zu reinigen und bietet auch bei täglichem Gebrauch eine hohe Langlebigkeit.

### □ Die Vorteile der Toilettensitzerhöhung:

- Einfache Befestigung mit 2 seitlichen Drehknöpfen
- Werkzeuglose Montage in wenigen Sekunden
- Erhöhte Sitzposition für mehr Komfort
- Robuste und pflegeleichte Kunststoffstruktur
- Kompatibel mit den meisten Standard-WCs

### Eine praktische und erschwingliche Toilettensitzerhöhung

Die **Toilettensitzerhöhung** ist eine diskrete, funktionale und preiswerte Lösung, um den Zugang zur Toilette zu erleichtern. Sie richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an medizinische Einrichtungen oder die häusliche Pflege.

**Bestellen Sie Ihre Toilettensitzerhöhung Ibiza – Schnelle Lieferung in der Schweiz!**