



## TOILETTENSTÜTZGESTELL BLUE STEEL

**UGS:** 10060

**179.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Gesamtbreite: 54 cm
- Breite zwischen den Armlehnen: 45 cm
- Gesamthöhe: 63–78,5 cm
- Sitzhöhe: 43–58 cm
- Sitztiefe: 42 cm
- Gesamttiefe: 54 cm
- Farbe: Weiß und Blau
- Gewicht: 7,5 kg
- Materialien: Stahl + Epoxidbeschichtung und Polypropylen
- Max. Benutzergewicht: 110 kg

**Categories:** [1. Bad/Dusche/WC](#), [WC-Rahmen](#)

## TOILETTENSTÜTZGESTELL BLUE STEEL – 3 FUNKTIONEN IN EINEM PRAKTISCHEN GERÄT

Das **Toilettenstützgestell Blue Steel** ist eine vielseitige und robuste 3-in-1-Lösung. Es kann als **Toilettenstuhl, Toilettensitzerhöhung oder Stützgestell** verwendet werden. Seine verstellbare Struktur passt sich leicht an Ihre Umgebung an und bietet bemerkenswerte Stabilität.

Dank seines **Verstellsystems mit Teleskopbeinen** kann es direkt über dem WC-Becken verwendet werden. Der mitgelieferte **herausnehmbare Eimer mit Führung** erleichtert die Nutzung als Toilettenstuhl. Zudem wird der Rahmen gebrauchsfertig geliefert und lässt sich in Sekundenschnelle ohne Werkzeug auf- oder zusammenklappen.

### □ Die Vorteile des Toilettenstützgestells:

- 3 Funktionen: Toilettenstuhl, Toilettensitzerhöhung oder Stützgestell
- Höhenverstellbar dank Teleskopbeinen
- Faltbare Struktur, einfach zu transportieren und zu verstauen
- Herausnehmbarer Eimer mit Führungssystem
- Keine komplexe Installation – kein Werkzeug erforderlich

### Eine zuverlässige und flexible Ausstattung für Ihren Alltag

Das **Blue Steel** ist ideal für ältere Menschen, Personen in der Genesung oder mit eingeschränkter Mobilität. Es ermöglicht den Erhalt der Autonomie und passt sich dank seines intelligenten und mobilen Designs verschiedenen Konfigurationen an.

**Bestellen Sie Ihr Toilettenstützgestell Blue Steel – Schnelle Lieferung in der Schweiz!**