



TOILETTENSTÜTZGESTELL PRIMA

UGS: 10146

150.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Einstellung alle 2,5 cm
- Gesamtbreite: 60 cm
- Gesamttiefe: 48 cm
- Sitzhöhe: 39 bis 59 cm
- Armlehnenhöhe: 61 bis 81 cm
- Breite zwischen den Armlehnen: 52 cm
- Sitztiefe: 44 cm
- Sitzbreite: 41 cm
- Brillenöffnung: 20 x 28 cm
- Materialien: Epoxidstahl, Polypropylen
- Gewicht: 4,1 kg
- Max. Benutzergewicht: 190 kg

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [WC-Rahmen](#)

TOILETTENSTÜTZGESTELL PRIMA – STABILE UND UNIVERSELLE TOILETTENERHÖHUNG

Das **Toilettensitzgestell Prima** ist eine einfache und effiziente Lösung, um Personen mit eingeschränkter Mobilität die Toilettennutzung zu erleichtern. Es kombiniert die Funktion einer Toilettenerhöhung mit einem seitlichen Halterahmen und bietet so Komfort und Sicherheit beim Hinsetzen und Aufstehen.

Dieses Modell ist dank seiner offenen und stabilen Struktur so konzipiert, dass es auf die **meisten WC-Beckenformen** passt. Der **robuste Stahlrahmen** sorgt für eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit, während der **weiße Kunststoff-Sitz** einfach und werkzeuglos auf die Struktur aufgeclipst wird.

Das **Toilettensitzgestell Prima** ermöglicht es, die Autonomie zu bewahren und Stürzen im Badezimmer vorzubeugen. Es ist ideal für den vorübergehenden oder dauerhaften Einsatz zu Hause, in Kliniken oder in Pflegeheimen.

□ **Eigenschaften des Toilettensitzgestells:**

- Passend für alle WC-Beckenformen
- Langlebige und stabile Stahlstruktur
- Aufgeclipster Sitz aus weißem Kunststoff, leicht zu reinigen
- Schnelle Montage ohne Werkzeug
- Praktische Lösung für Personen mit eingeschränkter Mobilität

Sicherheit und Komfort bei jedem Toilettengang

Mit dem **Toilettenstützgestell Prima** erhöhen Sie die Sicherheit in Ihrem Sanitärbereich und sorgen gleichzeitig für einen besseren Nutzungskomfort. Es lässt sich problemlos in jede Badezimmerkonfiguration integrieren.

Bestellen Sie Ihr Toilettenstützgestell Prima – Schnelle Lieferung in der Schweiz!

SKU	Preis	Description	Option
10146	150.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	Sitz: Standard
10147	150.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	Sitz: Offen

