



TRANSAC-TRANSFERGURT

UGS: 40026

75.00 CHF – 90.00 CHF Preisspanne:

75.00 CHF bis 90.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- 6 vertikale und 5 horizontale Gurte
- Material: Polyester, Nylonschnalle
- Größe: S (105 cm)
- Größe: M (120 cm)
- Größe: L (135 cm)
- Gewicht: 300 g

Categories: [4. Hilfe/Komfort](#), [Zubehör für Hilfe/Komfort](#)

Der Transac-Transferringurt ermöglicht einen sicheren Griff und reduziert den Kraftaufwand der Betreuungspersonen beim Aufrichten.

Er kann entweder um die Betreuungsperson für diesen Vorgang oder um die Person gelegt werden, um sie beim Gehen zu unterstützen.

Die Anwendung stabilisiert Personen mit leichten Gleichgewichtsstörungen.

Zur Wahl der Gurtgröße muss der Benutzer seinen Taillenumfang messen und das passende Modell auswählen.

Die optimale Einstellung (Festziehen) erfolgt über den in den Gurt integrierten Riemen.

SKU

40026

40027

40028

Preis

75.00 CHF TVA incluse

83.00 CHF TVA incluse

90.00 CHF TVA incluse

Description

SPEZIFIKATIONEN
SPEZIFIKATIONEN
SPEZIFIKATIONEN

Option

Größe S

Größe M

Größe L

