



## TRANSFERBANK KATE

**UGS:** 10045

**199.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Sitzfläche: 40 × 67 cm
- Höhenverstellung: 44–54 cm
- Max. Benutzergewicht 100 kg
- Farbe: Weiß

**Categories:** [1. Bad/Dusche/WC](#), [Transfersitz](#)

## TRANSFERBANK KATE – SICHERER EINSTIEG IN BADEWANNE ODER DUSCHE

Die **Transferbank KATE** erleichtert das sichere Ein- und Aussteigen in die Badewanne oder Dusche. Sie ermöglicht es, sich hinzusetzen, bevor Sie die Beine mühelos in die Badewanne schwenken. Komfortabel, stabil und funktional bietet sie eine zuverlässige Lösung für den Alltag.

Diese **Transferbank mit Rückenlehne** verfügt über eine **geformte Sitzfläche aus perforiertem Kunststoff**, hygienisch und rutschhemmend. Ihre **Rückenlehne und der seitliche Haltegriff sind umkehrbar** und können je nach Badezimmerkonfiguration rechts oder links montiert werden. Zudem sind die **Füße aus eloxiertem Aluminium** höhenverstellbar und mit rutschhemmenden Gummifüßen für maximale Stabilität ausgestattet.

### □ Vorteile der Transferbank KATE:

- Rückenlehne und Haltegriff rechts/links austauschbar
- Höhenverstellbare Füße aus eloxiertem Aluminium
- Rutschhemmende Füße für optimalen Halt
- Perforierte Sitzfläche, komfortabel und leicht zu reinigen
- Einfache und schnelle Montage, ohne Werkzeug

### Warum eine Transferbank wählen?

Die **Transferbank** richtet sich an ältere Menschen, Personen mit eingeschränkter Mobilität oder in der Rekonvaleszenz. Sie verbessert die Selbstständigkeit im Badezimmer und beugt Stürzen beim Umsetzen wirksam vor.

**Bestellen Sie Ihre Transferbank KATE – schnelle Lieferung in der Schweiz!**