



TRANSFERGRIFF TINA

UGS: 90015

740.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Durchmesser der Scheibe: 48 cm
- Max. Gewicht: 130 kg
- Gewicht: 16 kg

Zur Miete verfügbar: 65.- CHF/Monat

Categories: [6. Diverses](#), [Patientenlifter](#)

Der Transfergriff **Tina** ist ein praktisches Hilfsmittel, das den Patienten beim Transfer von einer Sitzposition in eine andere Sitzposition über den Stand aktiv einbezieht. Er sichert die zu transferierende Person und entlastet die helfende Person.