



TRANSFERROLLSTUHL ACTION2 NG TRANSIT LITE

UGS: 20160

499.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Farbe: Mokka
- Sitzhöhe 48,5 / 51 cm
- Sitztiefe 40 cm
- Halbhohe, klappbare Rückenlehne, geliefert in Höhe 43 cm
- Sitztiefe 40 cm Gesamtbreite = Sitzbreite + 10 cm
- Gesamtlänge 99,5 cm
- Hinterräder 12", schwarze Bereifung, feste Achsen Vorderräder 7", schwarze Bereifung
- Trommelbremsen für Begleitperson mit Parkfunktion und Nutzerbremsen
- Rast-Armlehnen, hochklappbar und abnehmbar Kippschutzrohre
- Haltegurt serienmässig
- Max. Nutzergewicht 125 kg

Categories: [2. Mobilität](#), [Rollstuhl](#)

TRANSFERROLLSTUHL ACTION2 NG TRANSIT LITE – LEICHT, FALTBAR UND BEREIT FÜR DIE REISE

Entdecken Sie den **Action 2 NG Transit Lite**, **leicht**, **kompakt** und **einfach zu handhaben**. Sein reduziertes Fahrgestell macht ihn leichter zu transportieren und in engen Räumen zu verstauen. Kompatibel mit der Optionspalette des Action 2 NG, lässt er sich einfach konfigurieren und warten, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Er begleitet Sie überallhin, wo Sie hinhin müssen. Auf zu neuen Abenteuern!

□ Eigenschaften und Vorteile:

- Leichte, kompakte Konstruktion für einfachen Transport
- Faltrollstuhl mit geringem Platzbedarf im zusammengeklappten Zustand
- Umklappbare Rückenlehne für optimierte Verstauung im Fahrzeug
- Robustes Fahrgestell mit hervorragender Wendigkeit innen wie aussen
- Ergonomische Schiebegriffe für die Begleitperson
- Begleitpersonsbremsen mit integrierter Parkfunktion
- Kompakte Hinterräder, ideal für enge Räume
- Komfortable, hochklappbare Armlehnen erleichtern Transfers

