



TRANSFERROLLSTUHL BOBBY EVO

UGS: 20123

450.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Farbe: Weiss
- Sitztiefe: 42 cm
- Gesamttiefe: mit Fusstützen: 101 cm
- Rückenlehnenhöhe: 44 cm
- Armlehnenhöhe: 20 cm
- Gewicht: 12,4 kg (ohne Fusstütze)
- Sitzbreite: 42 oder 48 cm
- Gesamtbreite: 46 - 49 - 55 cm
- Breite gefaltet: 26 cm
- Max. Benutzergewicht Benutzergewicht: 115 kg

Categories: [2. Mobilität](#), [Rollstuhl](#)

TRANSFERROLLSTUHL BOBBY EVO – LEICHT, FALTBAR UND BEREIT FÜR DIE REISE

Der **Transferrollstuhl BOBBY EVO** ist die ideale Lösung für sichere und komfortable Fahrten – ob im Spital, auf Reisen oder am Flughafen. Leicht und kompakt, lässt er sich **in wenigen Sekunden zusammenklappen** und einfach verstauen – praktisch und unauffällig in der Anwendung.

Dank seiner **ergonomischen Schiebegriffe** und **sicheren Bremsen** bietet er hervorragende Kontrolle beim Transfer. Ausgestattet mit einer **umklappbaren Rückenlehne** und **hochklappbaren Fusstützen** für optimale Platzersparnis. Für Komfort sorgen **gepolsterte Armlehnen** sowie ein **Sicherheitsgurt**, der den Nutzer bei jeder Fahrt beruhigt.

□ Eigenschaften und Vorteile:

- Faltbarer, leichter und kompakter Transferrollstuhl
- Ergonomische Schiebegriffe für guten Halt
- Unabhängige Feststellbremsen und Nutzerbremse
- Gepolsterte Armlehnen für mehr Komfort
- Integrierter Sicherheitsgurt
- Umklappbare Rückenlehne für einfaches Verstauen
- Neigbare Fusstützen-Paletten
- Schnell-Faltsystem ohne Werkzeug

Eine praktische Lösung für all Ihre Wege

Der **Transferrollstuhl BOBBY EVO** ist perfekt für Betreuungspersonen wie auch für Nutzer. **Bestellen Sie noch heute – schnelle Lieferung in der Schweiz!**

SKU

20123

Preis

450.00 CHF TVA incluse

Description**Assise**

Any Assise

