



TRANSPORTROLLSTUHL BOBBY EVO B03

UGS: 20124

499.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Farbe: Blau
- Sitztiefe: 42 cm
- Gesamttiefe: mit Fußstützen: 101 cm
- Rückenlehnenhöhe: 44 cm
- Armlehnenhöhe: 20 cm
- Gewicht: 12,4 kg (ohne Fußstützen)
- Sitzbreite: 42 oder 48 cm
- Gesamtbreite: 46 - 49 - 55 cm
- Gefaltete Breite: 26 cm
- Max. Benutzergewicht Benutzergewicht: 115 kg

Categories: [2. Mobilität](#), [Rollstuhl](#)

TRANSPORTROLLSTUHL BOBBY EVO B03 – LEICHT, FALTBAR UND REISEBEREIT

Der **Transportrollstuhl BOBBY EVO B03** ist die ideale Lösung für sichere und komfortable Fahrten, sei es im Krankenhaus, auf Reisen oder am Flughafen. Leicht und kompakt lässt er sich **in wenigen Sekunden falten** und einfach verstauen, was ihn ebenso praktisch wie diskret macht.

Dank seiner **ergonomischen Griffe** und **gesicherten Bremsen** gewährleistet er eine ausgezeichnete Kontrolle während der Transfers. Er ist mit einer **klappbaren Rückenlehne** und **umklappbaren Fußstützen** ausgestattet für optimale Platzersparnis. Komfortabel bietet er **gepolsterte Armlehnen** und einen **Sicherheitsgurt**, um dem Benutzer bei jeder Fahrt Sicherheit zu geben.

☐ Merkmale und Vorteile:

- Gepolsterte Rückenlehnen- und Sitzbespannung
- Aufbewahrungstaschen an der Rückseite der Rückenlehne
- Wegklappbare Armlehnen mit serienmäßigem Kleiderschutz (B03)
- Auf halber Höhe faltbare Rückenlehne
- Armlehnenbezüge aus Schaumstoff-Spritzguss
- Ergonomische Schiebegriffe für die Begleitperson
- Begleitpersonenbremsen mit Parkposition
- Benutzerbremsen mit langem Griff für mehr Zugänglichkeit
- Innen/außen schwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- Höhenverstellbare Fußplatten mit verstellbaren Fersenriemen
- Sicherheitsgurt

Eine praktische Lösung für alle Ihre Fahrten

Der **Transportrollstuhl BOBBY EVO B03** ist perfekt für Pflegepersonen wie für Benutzer.
Bestellen Sie noch heute – schnelle Lieferung in der Schweiz!

SKU

20124

Preis

499.00 CHF TVA incluse

Description**Assise**

Any Assise

