



ULTRA-LEICHTGEWICHT-ROLLATOR 4 RÄDER SMALL

UGS: 20117

350.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Griffhöhe: 77–87 cm
- Gesamtbreite: 61 cm
- Sitzbreite: 45 cm
- Sitzhöhe: 53 cm
- Maße gefaltet: 65 x 16 cm
- Gewicht: 5,6 kg
- Farbe: Champagner
- Raddurchmesser: 20 cm
- Max. Nutzergewicht: 120 kg

Categories: [2. Mobilität](#), [Rollator 4 Räder](#)

ULTRA-LEICHTGEWICHT-ROLLATOR 4 RÄDER SMALL – DAS FEDERGEWICHT FÜR IHREN KOMFORT

Dieses Produkt ist **nur auf Bestellung** verfügbar. Die Lieferzeit beträgt **3 bis 4 Wochen**. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

Der **Ultra-Leichtgewicht-Rollator 4 Räder Small** gehört mit nur 5,6 kg zu den leichtesten seiner Klasse. Entwickelt für Nutzer, die Stabilität, Unterstützung und Mobilität suchen, ist er ideal für den täglichen Gebrauch im Innen- und Außenbereich.

Sein **Aluminiumrahmen** vereint Leichtigkeit und Robustheit, während die **gepolsterte Rückenlehne** und der **weiche Sitz** sichere und bequeme Pausen ermöglichen. Er wird zudem mit einer **praktischen Aufbewahrungstasche** und einem **integrierten Stockhalter** geliefert.

□ Hauptmerkmale:

- Ultra-Leichtgewicht-Rollator: nur 5,6 kg
- Kompakter und stabiler Aluminiumrahmen
- Weicher Sitz mit Rückenlehne für mehr Komfort
- Inklusive Aufbewahrungstasche
- Integrierter Stockhalter
- Ergonomische, höhenverstellbare Griffe (77 bis 87 cm)
- Feststellbremsen an den Hinterrädern
- Größe Small, geeignet für kleinere Personen

Ein leichter und zuverlässiger Begleiter für all Ihre Wege

Mit dem **Ultra-Leichtgewicht-Rollator 4 Räder** genießen Sie maximalen Komfort und mühelose Bewegungsfreiheit. **Bestellen Sie jetzt – Schnelle Lieferung in der ganzen Schweiz!**

