



ULTRALEICHTER 4-RAD-ROLLATOR MEDIUM

UGS: 20118

350.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Griffhöhe Boden-Griffe: 87–97 cm
- Gesamtbreite: 63 cm
- Sitzbreite: 45 cm
- Sitzhöhe: 60 cm
- Faltmass: 65 x 16 cm
- Gewicht: 5,6 kg
- Farbe: Braun
- Raddurchmesser: 20 cm
- Max. Benutzergewicht: 120 kg

Categories: [2. Mobilität](#), [Rollator 4 Räder](#)

ULTRALEICHTER 4-RAD-ROLLATOR MEDIUM – MOBILITÄT, KOMFORT UND LEICHTIGKEIT

Dieses Produkt ist **nur auf Bestellung** erhältlich. Die Lieferzeit beträgt **3 bis 4 Wochen**. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

Der **ultraleichte 4-Rad-Rollator Medium** ist ein Modell für Anwender, die zuverlässige Unterstützung ohne Kompromisse beim Gewicht suchen. Mit einem Gewicht von nur 5,6 kg bietet er aussergewöhnliche Wendigkeit bei gleichzeitiger Sicherheit und Stabilität.

Dank seines **Aluminiumrahmens** ist er sowohl robust als auch sehr leicht, was ihn einfach zu transportieren und zu falten macht. Er ist ausgestattet mit einer **gepolsterten Sitzfläche** mit **gepolsterter Rückenlehne** zum bequemen Ausruhen, einer **Aufbewahrungstasche** und einem praktischen **Stockhalter** für den täglichen Gebrauch.

□ Hauptmerkmale:

- Ultraleichter Rollator: nur 5,6 kg
- Stabiler und faltbarer Aluminiumrahmen
- Gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne für optimalen Komfort
- Aufbewahrungstasche und Stockhalter integriert
- Ergonomische, höhenverstellbare Griffe (87 bis 97 cm)
- Feststellbremsen an den Hinterrädern
- Medium-Format für Anwender mittlerer Körpergrösse

Ein leichter und robuster Rollator für Ihre täglichen Wege

Der **ultraleichte 4-Rad-Rollator** begleitet Sie zuverlässig, ob zu Hause oder im Freien. **Jetzt bestellen – Schnelle Lieferung in der ganzen Schweiz!**