

# UNTERARMGEHSTÜTZE 771 FORTISSIMO (STÜCK)

**UGS:** 20069

**99.00 CHF TVA incluse**

## SPEZIFIKATIONEN

- Griffhöhe: 76–106 cm
- Doppelte Verstellung
- Verstellbare Armstütze: 24 bis 32 cm
- Gewicht: 1,3 kg pro Stück
- Max. Gewicht Benutzer: 180 kg

**Categories:** [2. Mobilität](#), [Unterarmgehstütze](#)



## UNTERARMGEHSTÜTZE 771 FORTISSIMO GESCHLOSSENE ARMSCHELLE (STÜCK) – STABILER HALT UND KOMFORT

Die **Unterarmgehstütze 771 Fortissimo Softgriff geschlossene Armschelle** bietet ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Sicherheit, Stabilität und Bedienkomfort für Personen bis 180 kg.

Dank ihres **breiten Softgriffs aus Schaumstoff** ermöglicht sie eine komfortable Handhabung, auch bei längerer Nutzung. Zudem sorgt die **verstellbare Armstütze** für eine an den jeweiligen Benutzer angepasste Körperhaltung. Diese Gehstütze ist ideal für Personen, die bei ihren Fortbewegungen regelmäßige Unterstützung benötigen.

Ihre **geschlossene Armschelle** hat einen praktischen Vorteil: Sie hält die Stütze am Arm, was es beispielsweise ermöglicht, eine Tür zu öffnen, ohne die Gehstütze ablegen zu müssen. Hergestellt aus **eloxiertem Aluminium in Blau-Metallic**, vereint sie Robustheit, Leichtigkeit und Eleganz.

### □ Hauptmerkmale:

- Einzel verkauft
- Weicher Softgriff
- Höhenverstellbare Armstütze
- Geschlossene Armschelle, um die Stütze am Arm zu halten
- Rohr aus eloxiertem Aluminium in Blau-Metallic

### Eine praktische und komfortable Gehhilfe

Entscheiden Sie sich für die **Unterarmgehstütze Softgriff 771 Fortissimo (Stück)** und profitieren Sie von einer zuverlässigen und ergonomischen Unterstützung im Alltag. **Jetzt bestellen – Schnelle Lieferung in der Schweiz!**

