



## UNTERARMGEHSTÜTZE FÜR KINDER (PAAR)

**UGS:** 20040

**70.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Geschlossene Manschette
- Griffhöhe: 46–73,5 cm
- Fussdurchmesser: 2 cm
- Gewicht: 0,380 kg
- Farbe: Grau
- Max. Benutzergewicht: 70 kg

**Categories:** [2. Mobilität](#), [Unterarmgehstütze](#)

## UNTERARMGEHSTÜTZE FÜR KINDER (PAAR) – SICHERE UND AN DIE JÜNGSTEN ANGEPASSTE UNTERSTÜTZUNG

Die **Unterarmgehstütze für Kinder (Paar)** wurde entwickelt, um Kindern in der Rehabilitation oder mit eingeschränkter Mobilität eine stabile und komfortable Stütze zu bieten. Dank ihres **leichten und vollständig verstellbaren Designs** passt sie sich dem Wachstum und den spezifischen Bedürfnissen jedes jungen Nutzers an.

Zwei Varianten sind verfügbar: **geschlossene Manschette** für optimalen Halt des Unterarms oder **offene Manschette** für mehr Bewegungsfreiheit. Diese Auswahl ermöglicht es, jedem Kind die komfortabelste Lösung entsprechend seinen Vorlieben oder medizinischen Empfehlungen zu bieten.

Die **doppelte Höhenverstellung** (auf Arm- und Fusshöhe) garantiert eine massgeschneiderte Anpassung. Die Struktur aus **eloxiertem Aluminium** ist gleichzeitig leicht, robust und einfach zu handhaben. Die Griffe sind ergonomisch und für einen guten Halt auch bei kleinen Händen konzipiert.

### □ **Eigenschaften der Unterarmgehstütze für Kinder:**

- Paarweise verkauft
- Zwei Versionen: offene oder geschlossene Manschette
- Doppelte Höhenverstellung für optimale Anpassung
- Rohr aus leichtem und solidem Aluminium
- An Kinderhände angepasste Griffe

### **Eine mitwachsende und komfortable Gehhilfe**

Die **Unterarmgehstütze für Kinder (Paar)** begleitet junge Menschen bei ihren Bewegungen mit Stabilität und Sicherheit. **Jetzt bestellen – Schnelle Lieferung in der Schweiz!**

**SKU**

20040

20138

**Preis**

70.00 CHF TVA incluse

70.00 CHF TVA incluse

**Description****SPEZIFIKATIONEN**  
**SPEZIFIKATIONEN****Option**

Geschlossene Manschette

Offene Manschette

