



## UNTERARMGEHSTÜTZEN ÜBERGRÖSSE (PAAR)

**UGS:** 20072

**85.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Griffhöhe: 85–107 cm
- Grifflänge: 24 cm
- Fußdurchmesser: 2,2 cm
- Gewicht: 0,635 kg
- Farbe: Grau
- Max. Benutzergewicht: 130 kg
- Min. Körpergröße: 1,80 m

**Categories:** [2. Mobilität](#), [Unterarmgehstütze](#)

## UNTERARMGEHSTÜTZEN ÜBERGRÖSSE (PAAR) – STABILITÄT UND KOMFORT FÜR GROSSE PERSONEN

Die **Unterarmgehstütze Übergröße (Paar)** wurde speziell für die Bedürfnisse von Personen über 1,80 m entwickelt. Dank ihrer verlängerten und verstärkten Struktur bietet sie optimalen Halt und gewährleistet gleichzeitig eine natürliche und komfortable Körperhaltung.

Diese aus **grau eloxiertem Aluminium** gefertigten Gehhilfen sind **leicht, robust und langlebig**. Ihre **Kunststoff-Armschelle** sorgt für einen sicheren Halt des Unterarms. Zudem sind sie mit einem **Klick-System** ausgestattet, mit dem beide Stützen bei Nichtgebrauch verbunden werden können, sodass der Benutzer sicher eine Hand frei hat.

Diese Gehhilfen sind ideal für den täglichen Gebrauch, sei es in der Rehabilitationsphase oder bei eingeschränkter Mobilität aufgrund der Körpergröße. Sie vereinen Funktionalität, Sicherheit und Komfort.

### □ Hauptmerkmale:

- Verkauf paarweise (links und rechts)
- Übergröße für Personen über 1,80 m
- Struktur aus grau eloxiertem Aluminium, leicht und stabil
- Ergonomischer Griff und Unterarmstütze aus Kunststoff
- Klick-Funktion zum Verbinden der Stützen

### Eine auf Ihre Körpergröße abgestimmte Unterstützung

Die **Unterarmgehstütze Übergröße (Paar)** ist die ideale Wahl, um großen Personen Gleichgewicht und Autonomie zu garantieren. **Bestellen Sie noch heute – schnelle Lieferung in der Schweiz!**