



## VERSTELLBARER DREIFUSSGEHSTOCK

**UGS:** 20070

**59.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Griffhöhe: 78–90 cm
- Standfläche: 31x27 cm
- Durchmesser Füße: 2 cm
- Gewicht: 1,1 kg
- Max. Benutzergewicht: 90 kg

**Categories:** [2. Mobilität](#), [Dreifuß- und Vierfußgehstock](#)

## VERSTELLBARER DREIFUSSGEHSTOCK – STABILITÄT UND KOMFORT IM ALLTAG

Der **verstellbare Dreifußgehstock** ist eine ideale Lösung für Personen, die mehr Gleichgewicht als mit einem klassischen Gehstock suchen. Dank seiner dreibeinigen Basis gewährleistet er eine bessere Gewichtsverteilung und erhöhte Stabilität auf allen Oberflächen.

Dieser Gehstock ist mit einem **ergonomischen Schwanenhalsgriff** ausgestattet. Er passt sich perfekt der Handform an und bietet optimalen Komfort. Zudem ist seine **Höhe verstellbar**, sodass Sie ihn leicht an Ihre Körpergröße anpassen können. So gehen Sie mit einer natürlichen und sicheren Haltung.

Seine **leichte Metallstruktur** ist mit einer **widerstandsfähigen Epoxidharzbeschichtung** versehen. Diese Beschichtung schützt vor Feuchtigkeit und garantiert eine hohe Langlebigkeit. Ausserdem bleibt die rutschfeste Dreifußbasis auch auf unebenen Oberflächen stabil. Ob drinnen oder draussen, dieser **verstellbare Dreifußgehstock** begleitet Sie überallhin mit vollem Vertrauen.

### □ Hauptmerkmale:

- Dreifußbasis für mehr Stabilität
- Ergonomischer Schwanenhalsgriff
- Einfach höhenverstellbar
- Robuste und leichte Metallstruktur
- Widerstandsfähige Epoxidharzbeschichtung

### Eine praktische und sichere Gehhilfe

Entscheiden Sie sich für den **verstellbaren Dreifußgehstock**, wenn Sie Sicherheit, Komfort und Einfachheit kombinieren möchten. **Jetzt bestellen – Schnelle Lieferung schweizweit!**