

VERSTELLBARER DUSCHHOCKER MIT AUSSPARUNG

UGS: 10092

139.00 CHF TVA incluse



SPEZIFIKATIONEN

- Sitzfläche: 40x41 cm
- Höhenverstellung: 47-55 cm
- Gesamtstellfläche: 45x50 cm
- Gewicht: 4,5 kg
- Farbe: Weiß
- Max. Benutzer- gewicht: 120 kg

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [Duschhocker](#)

VERSTELLBARER DUSCHHOCKER MIT AUSSPARUNG – KOMFORT UND SICHERHEIT UNTER DER DUSCHE

Der **verstellbare Duschhocker mit Aussparung** wurde entwickelt, um einen stabilen und bequemen Sitz während der Körperpflege zu gewährleisten. Er eignet sich perfekt für Personen mit eingeschränkter Mobilität oder in der Rehabilitationsphase.

Dieses Modell kombiniert eine **hochwertige Struktur aus verzinktem Stahl** mit einer **Epoxidharz-Oberflächenbehandlung**, wodurch es korrosionsbeständig und langlebig in feuchten Umgebungen ist. Darüber hinaus verfügt sein **Sitz aus geformtem ABS-Kunststoff** über eine ergonomische Form mit einer **Aussparung an der Vorderseite**, die die Intimhygiene erleichtert.

Die **verstellbaren Beine** ermöglichen es, die Höhe des Hockers an die Körpergröße des Benutzers anzupassen. Jedes Bein ist mit **rutschfesten Gummikappen** ausgestattet, die eine ausgezeichnete Stabilität auf nassen Böden gewährleisten.

□ Vorteile des Hockers mit Aussparung:

- Struktur aus verzinktem Stahl mit Epoxidharz-Beschichtung
- Sitz aus geformtem ABS mit ergonomischer Form
- Frontale Aussparung zur Erleichterung der Intimhygiene
- Höhenverstellbare Beine mit rutschfesten Kappen
- Ideal für bodengleiche Duschen oder Standardkabinen

Ein stabiler, widerstandsfähiger und bequemer Duschsitz

Der **Duschhocker mit Aussparung** ist ein zuverlässiges Hilfsmittel, das entwickelt wurde, um die Sicherheit und den Komfort im Badezimmer zu verbessern. Er lässt sich problemlos in jede Sanitärumgebung integrieren.

Bestellen Sie Ihren Duschhocker mit Aussparung – Schnelle Lieferung in der Schweiz!