



## VERSTELLBARER DUSCHHOCKER MIT AUSSPARUNG

**UGS:** 10092

**139.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Sitzfläche: 40x41 cm
- Höhenverstellung: 47-55 cm
- Gesamtstellfläche: 45x50 cm
- Gewicht: 4,5 kg
- Farbe: Weiß
- Max. Benutzer- gewicht: 120 kg

**Categories:** [1. Bad/Dusche/WC](#), [Duschhocker](#)

## VERSTELLBARER DUSCHHOCKER MIT AUSSPARUNG – KOMFORT UND SICHERHEIT UNTER DER DUSCHE

Der **verstellbare Duschhocker mit Aussparung** wurde entwickelt, um einen stabilen und bequemen Sitz während der Körperpflege zu gewährleisten. Er eignet sich perfekt für Personen mit eingeschränkter Mobilität oder in der Rehabilitationsphase.

Dieses Modell kombiniert eine **hochwertige Struktur aus verzinktem Stahl** mit einer **Epoxidharz-Oberflächenbehandlung**, wodurch es korrosionsbeständig und langlebig in feuchten Umgebungen ist. Darüber hinaus verfügt sein **Sitz aus geformtem ABS-Kunststoff** über eine ergonomische Form mit einer **Aussparung an der Vorderseite**, die die Intimhygiene erleichtert.

Die **verstellbaren Beine** ermöglichen es, die Höhe des Hockers an die Körpergröße des Benutzers anzupassen. Jedes Bein ist mit **rutschfesten Gummikappen** ausgestattet, die eine ausgezeichnete Stabilität auf nassen Böden gewährleisten.

### □ Vorteile des Hockers mit Aussparung:

- Struktur aus verzinktem Stahl mit Epoxidharz-Beschichtung
- Sitz aus geformtem ABS mit ergonomischer Form
- Frontale Aussparung zur Erleichterung der Intimhygiene
- Höhenverstellbare Beine mit rutschfesten Kappen
- Ideal für bodengleiche Duschen oder Standardkabinen

### Ein stabiler, widerstandsfähiger und bequemer Duschsitz

Der **Duschhocker mit Aussparung** ist ein zuverlässiges Hilfsmittel, das entwickelt wurde, um die Sicherheit und den Komfort im Badezimmer zu verbessern. Er lässt sich problemlos in jede Sanitärumgebung integrieren.

**Bestellen Sie Ihren Duschhocker mit Aussparung – Schnelle Lieferung in der Schweiz!**