



## VERSTELLBARER DUSCHHOCKER MIT GRIFFEN

**UGS:** 10035

**129.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Sitzfläche: 38x28 cm
- Breite zwischen Armlehnen: 48,5 cm
- Höhenverstellung: 48-63 cm
- Gewicht: 5 kg
- Max. Gewicht Benutzer: 160 kg
- Farbe: Weiss

**Categories:** [1. Bad/Dusche/WC](#), [Duschhocker](#)

## VERSTELLBARER DUSCHHOCKER MIT GRIFFEN – STABIL, KOMFORTABEL UND EINFACH ZU BEDIENEN

Der **verstellbare Duschhocker mit Griffen** wurde entwickelt, um Personen, die Unterstützung beim Duschen benötigen, verstärkten Halt zu bieten. Er ist höhenverstellbar, wodurch er an jeden Benutzer und die Gegebenheiten Ihres Badezimmers angepasst werden kann.

Ausgestattet mit einem **leichten und korrosionsbeständigen Aluminiumrahmen** verfügt er über eine **aufsteckbare Kunststoff Sitzfläche**, die zur schnellen Reinigung leicht abnehmbar ist. Zudem bieten seine **seitlichen Griffen** sicheren Halt beim Umsetzen und erleichtern das Aufstehen.

### □ Vorteile des Duschhockers:

- Werkzeuglos höhenverstellbar
- Integrierte Griffen für mehr Stabilität
- Abnehmbare und leicht zu reinigende Sitzfläche
- Leichte und robuste Aluminiumstruktur
- Rutschfeste Füsse für optimale Sicherheit

### Präsentationsvideo

Der **Duschhocker** eignet sich hervorragend für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen oder in der Rekonvaleszenz. Er verbessert den täglichen Komfort und die Autonomie und gewährleistet gleichzeitig eine sichere Umgebung.

**Bestellen Sie Ihren verstellbaren Duschhocker mit Griffen – schnelle Lieferung in der Schweiz!**

