



VERSTELLBARER WC-RAHMEN ASHBRAY

UGS: 10058

150.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Gesamthöhe: 68 bis 83 cm
- Min.-Max. Sitzhöhe: 46 bis 61 cm
- Gesamttiefe: 48 cm
- Breite zwischen den Armlehnen: 50 cm
- Sitz (L × B): 45 × 38,5 cm
- Öffnung der Toilettenbrille: 17 × 25 cm
- Max. Belastung: 190 kg

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [WC-Rahmen](#)

VERSTELLBARER WC-RAHMEN ASHBRAY – KOMFORT UND STABILITÄT FÜR IHRE TOILETTE

Der **verstellbare WC-Rahmen ASHBRAY** ist eine praktische und sichere Lösung für Personen, die auf der Toilette zusätzliche Unterstützung benötigen. Er kombiniert eine komfortable Sitzfläche mit stabilen seitlichen Armlehnen, die Transfers erleichtern und die Stabilität erhöhen.

Der **Sitz aus geformtem Kunststoff** lässt sich einfach auf den Rahmen aufclipsen, was Montage und Reinigung erleichtert. Die Gesamtform des Rahmens ist auf eine einfache Pflege ausgelegt. Die **höhenverstellbaren Metallfüße** sind epoxidbeschichtet und mit rutschfesten Gummipuffern ausgestattet – für optimalen Halt am Boden.

□ Die Vorteile des WC-Rahmens ASHBRAY:

- Komfortable Sitzfläche aus geformtem Kunststoff
- Sichere Armlehnen für Transfers
- Schnelle Sitzbefestigung per Clips
- Höhenverstellbare Füße mit rutschfesten Endkappen
- Leicht zu reinigende, stabile Konstruktion

Ein WC-Rahmen für mehr Selbstständigkeit und Sicherheit

Der **WC-Rahmen ASHBRAY** eignet sich ideal für ältere Menschen, Personen in der Genesung oder mit eingeschränkter Mobilität. Er bietet echten Nutzungskomfort und erhöht die Sicherheit im Badezimmer im Alltag.

Bestellen Sie Ihren verstellbaren WC-Rahmen ASHBRAY – schnelle Lieferung in der Schweiz!