



## WC-ERHÖHUNG PRIMA

**UGS:** 10050

**79.00 CHF – 89.00 CHF** Preisspanne:

**79.00 CHF bis 89.00 CHF** TVA incluse

### SPEZIFIKATIONEN

- Mit oder ohne Deckel erhältlich
- Erhöhungshöhe: je nach Modell
- Max. Benutzergewicht: 190 kg
- Farbe: Weiß

**Miete verfügbar: 25.- CHF/Monat**

**Categories:** [1. Bad/Dusche/WC, WC-Erhöhdungen](#)

## WC-ERHÖHUNG PRIMA – SICHERHEIT, KOMFORT UND VERSTÄRKTE BEFESTIGUNG

Die **WC-Erhöhdung Prima** wurde entwickelt, um den Komfort und die Sicherheit bei der Benutzung der Toilette zu verbessern. Sie erhöht die Toilettenschüssel, um den Kraftaufwand beim Hinsetzen oder Aufstehen zu reduzieren, was ideal für ältere Menschen, Rekonvaleszente oder Personen mit eingeschränkter Mobilität ist.

Dieses Modell ist aus **leichtem, spritzgegossenem und leicht zu reinigendem Kunststoff** gefertigt und je nach Bedarf **mit oder ohne Deckel** erhältlich. Es zeichnet sich durch sein **3-Punkt-Befestigungssystem** aus: zwei hintere Stützen mit Gummibeschichtung und eine vordere Auflage für maximale Stabilität. Diese Vorrichtung gibt dem Benutzer Vertrauen, indem sie einen ausgezeichneten Halt auf der Toilettenschüssel gewährleistet.

### □ Vorteile der WC-Erhöhdung Prima:

- Sehr stabile 3-Punkt-Befestigung (2 hinten + 1 vorne)
- Hintere Auflagen mit rutschfester Beschichtung
- Version mit oder ohne Deckel erhältlich
- Spritzgegossener Kunststoff, pflegeleicht
- Schnelle und werkzeuglose Montage

### Eine praktische und beruhigende WC-Erhöhdung

Die **WC-Erhöhdung** kombiniert Komfort, Hygiene und Stabilität. Sie ermöglicht eine einfachere und sicherere Toilettenbenutzung, insbesondere bei eingeschränkter Mobilität. Dank ihres schlichten und funktionalen Designs fügt sie sich diskret in jedes Badezimmer ein.

**Bestellen Sie Ihre WC-Erhöhdung Prima – Schnelle Lieferung in der Schweiz!**

| SKU   | Preis                 | Description  | Modèle      | Hauteur |
|-------|-----------------------|--|-------------|---------|
| 10050 | 79.00 CHF TVA incluse | <b>SPEZIFIKATIONEN</b><br><b>Miete verfügbar: 25.- CHF/Monat</b> | Ohne Deckel | 5cm     |
| 10051 | 89.00 CHF TVA incluse | <b>SPEZIFIKATIONEN</b><br><b>SPEZIFIKATIONEN</b>                 | Mit Deckel  | 5cm     |
| 10052 | 79.00 CHF TVA incluse | <b>Miete verfügbar: 25.- CHF/Monat</b>                           | Ohne Deckel | 10cm    |
| 10053 | 89.00 CHF TVA incluse | <b>SPEZIFIKATIONEN</b>   | Mit Deckel  | 10cm    |

