



WC-SITZERHÖHUNG AQUATEC 900

UGS: 10057

179.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Erhöhungshöhe einstellbar: 6 / 10 / 15 cm
- Gewicht: 5 kg
- Max. Benutzergewicht: 120 kg
- Farbe: Weiß

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [WC-Erhöhen mit Armlehnen](#)

WC-SITZERHÖHUNG AQUATEC 900 – HÖHENVERSTELLBAR UND SICHERE TRANSFERS

Die **WC-Sitzerhöhung Aquatec 900** ist eine ergonomische und robuste Lösung, um den Zugang zur Toilette zu erleichtern. Sie erhöht die Sitzhöhe um **6 cm, 10 cm oder 15 cm** – je nach Bedarf – und erleichtert so das Hinsetzen und Aufstehen.

Sie ist mit **zwei seitlichen, hochklappbaren und abnehmbaren Armlehnen** ausgestattet, die einen einfachen und komfortablen Seitentransfer ermöglichen. Die Armlehnen bieten sicheren Halt und schaffen bei Bedarf Platz. Die **Verschraubung direkt auf der Toilettenschüssel** gewährleistet eine ausgezeichnete Stabilität im täglichen Gebrauch.

□ Vorteile des Aquatec 900:

- Drei Höhen verfügbar: 6 cm, 10 cm, 15 cm
- Hochklappbare Armlehnen für erleichterte Transfers
- Stabile Verschraubung auf der Toilettenschüssel
- Stabile und langlebige Konstruktion
- Für Standardtoiletten geeignet

Eine komplette Sitzerhöhung für mehr Selbstständigkeit

Der **Aquatec 900** ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität, in der Rekonvaleszenz oder für Seniorinnen und Senioren konzipiert. Er verbessert die Selbstständigkeit im Alltag und sorgt bei jeder Nutzung für Komfort und Sicherheit.

Bestellen Sie Ihre WC-Sitzerhöhung Aquatec 900 – schnelle Lieferung in der Schweiz!

