



WC-STÜTZGESTELL LIDDY ZUR BEFESTIGUNG

UGS: 10152

85.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Breite: 56 cm
- Höhe: 63–74 cm
- Tiefe: 47 cm
- Gewicht: 1,45 kg
- Max. Benutzergewicht: 130 kg

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [WC-Rahmen](#)

WC-STÜTZGESTELL LIDDY ZUR BEFESTIGUNG – STABILISIERT, DISKRET UND VERSTELLBAR

Das **WC-Stützgestell Liddy zur Befestigung** bietet eine diskrete und effektive Lösung zur Erhöhung der Sicherheit rund um die Toilette. Konzipiert für Personen mit eingeschränkter Mobilität oder in der Rekonvaleszenz, verbessert dieses Gestell die Stabilität bei Transfers und reduziert das Sturzrisiko.

Im Gegensatz zu klassischen bodenstehenden Gestellen wird dieses Modell **direkt an der Toilettenschüssel befestigt** – über das Befestigungssystem des vorhandenen WC-Sitzes. Diese Installationsart spart Platz und gewährleistet eine perfekte Integration in Ihr Badezimmer.

Die Höhe des Gestells ist verstellbar, sodass es an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden kann. Die Armlehnen bieten eine komfortable Stütze zum mühelosen Aufstehen oder Hinsetzen. Dieses Gestell ist ideal für den täglichen und langfristigen Gebrauch zu Hause.

□ **Eigenschaften des WC-Gestells Liddy:**

- Solide Befestigung an der Toilettenschüssel über die Verschraubung des WC-Sitzes
- Höhenverstellbar zur Anpassung an jeden Benutzer
- Stabile Konstruktion ohne Bodenfüsse
- Integrierte Armlehnen für mehr Komfort
- Kompaktes Design, leicht zu reinigen

Eine platzsparende und effektive Lösung

Das **WC-Stützgestell Liddy zur Befestigung** vereint einfache Installation, Gebrauchskomfort und Ästhetik. Es fügt sich diskret in Ihre Toilette ein und verbessert gleichzeitig Ihre Selbstständigkeit im Alltag.

Jetzt bestellen – Schnelle Lieferung in der Schweiz!