



WC-SITZERHÖHUNG ASHBY LIFT – 3 FORMEN – 7,5 CM + DECKEL - GORDON ELLIS

UGS: 10098

119.00 CHF TVA incluse

HAUPTMERKMALE

- Erleichtert das Hinsetzen und Aufstehen von der Toilette
- Eigene Höhe der Erhöhung: 7,5 cm
- Gesamthöhengewinn mit vorhandenem WC-Sitz: ca. 10 cm
- Ermöglicht die Beibehaltung des vorhandenen WC-Sitzes und Deckels
- Diskrete Integration in das Badezimmer
- **In drei Formen erhältlich: Oval, Eckig und D-Form**
- Verstellbare und stabile Befestigung
- Befestigungsplatte und Halterung aus Edelstahl
- Installation von der Oberseite des Beckens
- Schwenksystem für einfache Reinigung
- **Vollständige Abnahme ohne Werkzeug**
- Weiße, glatte und glänzende Oberfläche
- Kompatibel mit herkömmlichen und spülrandlosen Becken
- **Maximales Benutzergewicht: 190 kg**
- Befestigungen enthalten
- **Kompatibel mit dem japanischen WC-Sitz Luxe Silver V2 - SKU.10097**
- **Kompatibel mit dem Big John WC-Sitz - SKU.10095**

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [WC-Erhöhrungen](#)

WC-SITZERHÖHUNG ASHBY LIFT – GORDON ELLIS

Die **WC-Sitzerhöhung Ashby Lift von Gordon Ellis** ermöglicht es, die Sitzhöhe der Toilette zu vergrößern, um Senioren, Rekonvaleszenten oder Personen mit eingeschränkter Mobilität das Hinsetzen und Aufstehen zu erleichtern.

Im Gegensatz zu herkömmlichen WC-Sitzerhöhungen, die den Sitz komplett ersetzen, wird der Ashby Lift **direkt auf dem Becken unter dem vorhandenen WC-Sitz installiert**. Dadurch können **der eigene Sitz und Deckel beibehalten** werden, was das gewohnte Erscheinungsbild der Toilette bewahrt und für eine diskretere Integration in das Badezimmer sorgt.

Die Erhöhung selbst hat eine Höhe von ca. **7 bis 7,5 cm**. Sobald der vorhandene WC-Sitz auf dem Ashby Lift montiert ist, beträgt der gesamte Sitzhöhengewinn je nach Dicke des verwendeten Sitzes etwa **10 cm**.

In drei Formen erhältlich, kann er an verschiedene Beckengeometrien angepasst werden:

- **Ovale Form:** für herkömmliche Becken mit abgerundeten Konturen
- **Eckige Form:** für quadratische Becken oder solche mit geraden Wänden
- **D-Form:** für moderne Becken in D-Form oder mit geraden Seiten

Sein verstellbares Befestigungssystem umfasst eine Platte und eine Halterung aus Edelstahl, die eine feste und stabile Installation gewährleisten. Die Befestigung erfolgt von der Oberseite des Beckens aus, ohne dass ein seitlicher Zugang oder ein Zugang unter der Toilette erforderlich ist.

Der Ashby Lift verfügt über eine weiße, glatte und glänzende Oberfläche, die pflegeleicht ist. Sein Schwenkmechanismus ermöglicht es, die Erhöhung anzuheben, um das Becken und die darunter liegenden Flächen schnell zu reinigen. Für eine gründliche Reinigung kann er ohne Werkzeug komplett abgenommen und wieder angebracht werden.

Der Ashby Lift ist mit herkömmlichen und spülrandlosen Becken kompatibel und für ein maximales Benutzergewicht von **190 kg** ausgelegt.

ABMESSUNGEN DER OVALEN FORM

- Gesamtlänge: 46,4 cm
- Gesamtbreite: 35,5 cm
- Höhe: 7,5 cm
- Öffnungsmaße: 31 × 25,5 cm

ABMESSUNGEN DER ECKIGEN FORM

- Gesamtlänge: 45,7 cm
- Gesamtbreite: 35 cm
- Höhe: 7,5 cm
- Öffnungsmaße: 29 × 25 cm

ABMESSUNGEN DER D-FORM

- Gesamtlänge: 45,9 cm
- Gesamtbreite: 36,5 cm
- Höhe: 7,5 cm
- Öffnungsmaße: 30,5 × 26,5 cm

LIEFERUMFANG

- Eine WC-Sitzerhöhung Ashby Lift in der gewählten Form
- Eine obere Befestigungsplatte
- Eine Befestigungshalterung
- Befestigungs- und Einstellelemente
- Eine Installationsanleitung

WC-Sitz und Deckel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Das Produkt ist für die Aufnahme des vorhandenen oder eines kompatiblen WC-Sitzes konzipiert.

Kompatibel mit SKU.10097 (Japanischer WC-Sitz Luxe Silver V2) & SKU.10095 sowie dem Big John WC-Sitz - SKU.10095

Die Wahl der Form muss der Geometrie des Beckens entsprechen. Die Maße und der Abstand der Befestigungen müssen vor dem Kauf überprüft werden.

SKU	Preis	Description	Forme
10098-1	119.00 CHF TVA incluse		Oval
10098-2	119.00 CHF TVA incluse		D-Form
10098-3	119.00 CHF TVA incluse		Eckig

