



WINKELGRIFF 90° SYMMETRISCH

UGS: 10150

65.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Breite: 55 cm
- Höhe: 55 cm
- Tiefe: 9,3 cm
- Farbe: Weiß
- Gewicht: 1,1 kg
- Materialien: Stahl + Epoxidbeschichtung
- Max. Benutzergewicht: 130 kg

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [Haltegriff](#)

WINKELGRIFF 90° SYMMETRISCH – STABIL UND EINFACH ZU INSTALLIEREN

Der **symmetrische 90°-Winkelgriff** bietet optimale Unterstützung in der Toilette oder im Badezimmer. Er wurde entwickelt, um die Stabilität beim Umsetzen zu erhöhen, und ermöglicht dank seiner abgewinkelten Form von **50 x 50 cm** ein sicheres Abstützen auf zwei senkrechten Ebenen.

Seine **robuste Metallstruktur** ist mit einer **weißen Epoxidbeschichtung** versehen, die feuchtigkeitsbeständig und leicht zu reinigen ist. Sie können diesen Haltegriff direkt an der Wand befestigen, was ihn nach der Installation vollkommen stabil macht.

Dank seiner symmetrischen Form ist er sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet. Dieser Griff eignet sich sowohl für private Sanitäranlagen als auch für medizinische Einrichtungen oder öffentliche Gebäude.

□ **Eigenschaften des 90°-Winkelgriffs:**

- Maße: 50 x 50 cm
- Rechtwinklig abgewinkelte Form (90°), symmetrisch
- Metallstruktur mit weißer Epoxidbeschichtung
- Solide Wandbefestigung (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten)
- Verwendbar in Duschen, WCs oder an Waschbecken

Eine zuverlässige Wandbefestigung für mehr Sicherheit

Der **symmetrische 90°-Winkelgriff** ist die ideale Lösung, um Stürze zu verhindern und das Umsetzen in Feuchträumen zu erleichtern.

Bestellen Sie Ihren noch heute – Schnelle Lieferung in der Schweiz!