



BARRE D'APPUI ACIER PLASTIFIÉ BLANC

UGS: 10022

40.00 CHF – 45.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur: Selon modèle
- Longueur: Selon modèle
- Ø tube: 2.5cm
- Poids max. utilisateur: 100kg

Categories: [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Barre d'appui](#)

BARRE D'APPUI ACIER PLASTIFIÉ BLANC – SÉCURITÉ ET DESIGN DISCRET POUR LA SALLE DE BAIN

La **barre d'appui acier plastifié blanc** est conçue pour offrir une aide pratique et esthétique dans les zones à risque de chute comme la douche, la baignoire ou les toilettes. Sa finition blanche époxy lisse s'intègre harmonieusement à tous les intérieurs.

Fabriquée en **acier robuste recouvert d'une peinture blanche en époxy**, cette barre de maintien est à la fois résistante à l'humidité et facile à entretenir. Elle est livrée avec **2 joints en caoutchouc** et des **vis en acier inoxydable** pour une fixation murale sécurisée.

□ Caractéristiques techniques :

- Matériau : Acier peint époxy blanc, surface lisse
- Fixation murale avec joints et vis fournis
- Adaptée aux pièces humides : salle de bain, WC, douche
- Surface facile à nettoyer et agréable au toucher

□ Dimensions disponibles :

- Longueurs au choix : selon les variantes affichées
- Hauteurs : 3,8 cm ou 7,5 cm

La **barre d'appui plastifié** est idéale pour renforcer la sécurité dans les espaces sanitaires tout en conservant une esthétique neutre et moderne. Elle convient aussi bien aux logements particuliers qu'aux environnements médicalisés.

Commandez votre barre d'appui acier plastifié blanc – Livraison rapide en Suisse !

SKU	Price	Description	Longueur	Hauteur
-----	-------	-------------	----------	---------

SKU	Price	Description	Longueur	Hauteur
10022	40.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	30cm	3.8cm
10023	40.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	40cm	3.8cm
10024	40.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	60cm	3.8cm
10086	40.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	60cm	8.9cm
10103	40.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	45cm	3.8cm
10174	45.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	80cm	3.8cm