



## BARRE D'APPUI CHROMÉE ANTIGLISSSE

**UGS:** 10018

**40.00 CHF – 50.00 CHF** Plage de prix :

**40.00 CHF à 50.00 CHF** TVA incluse

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteur: Selon modèle
- Longueur: Selon modèle
- Ø tube: 2.5cm
- Poids max. utilisateur: 100kg

**Categories:** [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Barre d'appui](#)

## BARRE D'APPUI MURALE CHROMÉE ANTIGLISSSE – SÉCURITÉ ET CONFORT

La **barre d'appui murale chromée antiglisse** est idéale pour renforcer la sécurité dans votre logement. Fabriquée en **acier chromé de haute qualité**, elle est dotée d'une **surface antiglisse** qui assure une excellente prise en main, même dans un environnement humide.

Ce **support mural de maintien** est livré avec **2 joints en caoutchouc** et des **vis en acier inoxydable** pour une fixation solide et durable. Son design discret s'intègre facilement dans tout type d'aménagement, à proximité d'une douche, d'une baignoire ou de toilettes.

### ☐ Caractéristiques techniques :

- Matériau : Acier chromé avec finition antiglisse
- Diamètre du tube : 2,5 cm
- Poids maximal supporté : 100 kg
- Fixation : 2 joints en caoutchouc + vis inox fournies
- Installation murale simple et rapide

### ☐ Tailles disponibles :

- Longueurs : 30 cm, 40 cm, 45 cm, 60 cm, 81 cm
- Hauteurs : 3,8 cm et 7,5 cm

La **barre d'appui murale** est une aide indispensable pour prévenir les chutes et favoriser l'autonomie des personnes à mobilité réduite ou en convalescence. Son système de fixation robuste et sa surface texturée garantissent une utilisation sécurisée au quotidien.

**Commandez votre barre d'appui murale chromée antiglisse – Livraison rapide en Suisse !**

SKU	Price	Description	Longueur	Hauteur
10018	40.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	30cm	3.8cm
10019	40.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	40cm	3.8cm
10020	40.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	45cm	3.8cm
10021	40.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	60cm	3.8cm
10085	40.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	45cm	7.5cm
10126	50.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	81cm	3.8cm
10082	40.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	30cm	7.5cm
10083	40.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	40cm	7.5cm

