



## BARRE D'APPUI CHROMÉE LISSE

**UGS:** 10100

**50.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteur: Selon modèle
- Longueur: Selon modèle
- Ø tube: 2.5cm
- Poids max. utilisateur: 100kg

**Categories:** [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Barre d'appui](#)

## BARRE D'APPUI CHROMÉE LISSE – SÉCURITÉ ET DESIGN POUR VOTRE SALLE DE BAIN

La **barre d'appui chromée lisse** combine esthétique et fonctionnalité pour renforcer la sécurité dans la salle de bain ou les toilettes. Conçue en **acier chromé**, elle offre un appui solide tout en apportant une touche brillante et moderne à votre espace sanitaire.

Sa **surface lisse antiglisse** assure une excellente prise en main, même avec les mains mouillées. Disponible en deux longueurs, **60 cm ou 90 cm**, cette **barre murale** s'adapte à vos besoins d'installation et d'espace. Elle est idéale en position verticale, horizontale ou diagonale selon les usages souhaités.

Livrée avec **deux joints en caoutchouc** pour amortir les vibrations et **des vis en acier inoxydable**, cette barre est prête à poser. Avec une **hauteur de 7,5 cm**, elle reste discrète tout en garantissant un soutien fiable au quotidien.

### □ Atouts de la barre d'appui chromée lisse :

- Acier chromé brillant, robuste et durable
- Surface antiglisse pour une prise sûre
- Deux longueurs au choix : 60 cm ou 90 cm
- Fixation murale facile avec vis inox et joints caoutchouc fournis
- Design sobre et adapté aux environnements humides

### Un appui solide et discret pour votre autonomie

La **barre d'appui chromée lisse** assure une meilleure stabilité lors des déplacements dans les pièces à risques. Elle convient aussi bien à un usage privé qu'en collectivité.

**Commandez votre barre d'appui chromée – Livraison rapide en Suisse !**

SKU	Price	Description	Longueur	Hauteur
10100	50.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	90cm	7.5cm
10162	50.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	60cm	7.5cm

