

Edelstahl-Stützgriff, L-Form	
17 190	rechts
	Oberflächenprägung für mehr Griffsicherheit
∅	Rohr: ca. 32 mm Montageflansch: ca. 79 mm
↙	ca. 30 x 61 cm
⚖	130 kg
🔩	mit Standard-Befestigungsmaterial



BARRE D'APPUI ACIER ANTI-GLISSE COUDÉE 90° DROITE

UGS: 10151

~~60.00 CHF~~ Le prix initial était :

60.00 CHF. **40.00 CHF** Le prix actuel est :

40.00 CHF. TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Largeur: 30cm
- Hauteur: 61cm
- Profondeur: 7cm
- Couleur: Acier
- Poids: 1.1kg
- Matériaux: acier
- Poids maxi utilisateur: 130kg

Categories: [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Barre d'appui](#)

BARRE D'APPUI ACIER ANTI-GLISSE COUDÉE 90° DROITE – STABILISÉE, ROBUSTE ET ADAPTÉE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES

La **barre d'appui acier anti-glisse coudée 90° droite** est conçue pour offrir un soutien fiable dans la salle de bain ou les toilettes. Sa forme à angle droit permet une double prise en main sur deux plans, ce qui renforce la stabilité et facilite les transferts assis-debout.

Cette version est orientée à droite, ce qui la rend idéale pour une installation où l'appui à droite est nécessaire. Elle est donc parfaitement adaptée aux besoins des utilisateurs droitier ou selon la configuration du lieu.

Sa **structure en acier** assure une excellente durabilité, même en milieu humide. La **fixation murale** se fait facilement sur un mur plein, garantissant une installation sûre et stable.

☐ Caractéristiques de la barre coudée droite :

- Angle droit (90°) orienté vers la droite
- Structure métallique solide
- Fixation murale (visserie standard incluse)
- Idéale pour salles de bain, WC ou espaces PMR
- Résistante à l'humidité et facile à nettoyer

Un appui latéral discret et efficace

La **barre d'appui acier anti-glisse coudée 90° droite** améliore la sécurité dans les espaces

sanitaires tout en offrant un soutien confortable et ergonomique au quotidien.

Commandez votre barre murale – Livraison rapide en Suisse !