



BARRE D'APPUI COUDÉE 90°

UGS: 10151

60.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Largeur: 48cm
- Hauteur: 84cm
- Profondeur: 7cm
- Couleur: Blanc
- Poids: 1.1kg
- Matériaux: acier + peinture époxy
- Poids maxi utilisateur: 130kg

Categories: [Bain/Douche/Toilettes](#), [Barre d'appui](#)

Barre d'appui métallique coudée 90°. Peinture époxy blanc. Fixation murale.