



## BARRE D'APPUI PLASTIQUE CANNELE

**UGS:** 10025

**35.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteur: 5cm
- Longueur: Selon modèle
- Ø tube: 3.8cm
- Ø disques: 9.1cm

**Categories:** [Bain/Douche/Toilettes](#), [Barre d'appui](#)

Barre d'appui murale en plastique cannelé, d'un bon rapport qualité-prix, composées de tubes PVC avec extrémités en ABS.

Elles possèdent des plaques de fixation circulaires et un disque plastique de recouvrement des fixations.

SKU	Price	Description	Longueur
10025	35.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	30cm
10026	35.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	45cm
10027	35.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	60cm

