



## BARRE D'APPUI PLASTIQUE CANNELE

**UGS:** 10025

**40.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteur: 5cm
- Longueur: Selon modèle
- Ø tube: 3.8cm
- Ø disques: 9.1cm

**Categories:** [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Barre d'appui](#)

## BARRE D'APPUI PLASTIQUE CANNELE – LÉGÈRETÉ, SÉCURITÉ ET BON RAPPORT QUALITÉ-PRIX

La **barre d'appui plastique cannelé** est une solution à la fois fonctionnelle et économique pour renforcer la sécurité dans votre logement. Fabriquée en **PVC avec extrémités en ABS**, elle assure une bonne prise en main grâce à sa surface cannelée, même dans les environnements humides.

Cette **barre de maintien murale** est dotée de plaques de fixation circulaires et d'un **disque plastique de recouvrement** pour masquer les vis, garantissant une finition propre et esthétique. Légère et facile à poser, elle convient parfaitement pour une installation à proximité d'une baignoire, d'une douche ou de toilettes.

### Caractéristiques techniques

- Matériaux : Tube PVC + extrémités ABS
- Surface cannelée pour une meilleure adhérence
- Fixation par plaques circulaires avec caches discrets
- Installation murale simple avec vis non apparentes
- Bonne résistance à l'humidité et à l'usure

### Dimensions disponibles

- Longueurs variables selon les modèles affichés
- Hauteurs disponibles : 3,8 cm ou 7,5 cm

### Utilisation recommandée

La **barre d'appui** est un choix idéal pour les personnes à mobilité réduite, les seniors ou toute personne souhaitant sécuriser ses déplacements dans la salle de bain, sans compromis sur le prix ni la qualité.

**Commandez votre barre d'appui plastique cannelée – Livraison rapide en Suisse !**

**SKU**

10025  
10026  
10027

**Price**

40.00 CHF TVA incluse  
40.00 CHF TVA incluse  
40.00 CHF TVA incluse

**Description**

**SPÉCIFICATIONS**  
**SPÉCIFICATIONS**  
**SPÉCIFICATIONS**

**Longueur**

30cm  
45cm  
60cm

