



## BARRE D'APPUI PLASTIQUE COUDÉE 30CM

**UGS:** 10028

**50.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Poids: 0.18kg
- Longueur: 33cm
- Poids max. utilisateur: 115kg
- Angle: 135°
- Couleur: Blanc

**Categories:** [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Barre d'appui](#)

## BARRE D'APPUI PLASTIQUE COUDÉE 30CM – CONFORT ET SOUTIEN LATÉRAL AU QUOTIDIEN

La **barre d'appui plastique coudée 30cm** est idéale pour faciliter les mouvements dans la salle de bain, notamment pour se relever ou s'appuyer en toute sécurité. Sa forme en angle permet un appui naturel et ergonomique, adapté aux toilettes, douches ou baignoires.

Réalisée en **polypropylène solide**, cette barre murale offre une excellente prise en main grâce à son **grip ovale antiglisse**. Sa finition lisse est facile à nettoyer et résistante à l'humidité. Elle est livrée **sans vis**, pour vous permettre de choisir le type de fixation le mieux adapté à votre mur.

### □ Les avantages de la barre :

- Forme coudée pour un appui confortable et naturel
- Surface antiglisse avec grip ovale
- Plastique léger, résistant et facile à entretenir
- Installation personnalisable (livrée sans vis)
- Discrète et adaptée aux sanitaires et environnements de soins

Légère, pratique et efficace, la **barre d'appui plastique coudée 30cm** est un accessoire essentiel pour sécuriser votre quotidien tout en conservant un maximum d'autonomie.

**Commandez votre barre d'appui plastique coudée 30cm – Livraison rapide en Suisse !**