



## BARRE D'APPUI RABATTABLE

**UGS:** 10032

**160.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Dimensions: 70x20x10cm
- Longueur: 70cm
- Poids max. utilisateur: 120kg
- Couleur: Blanc

**Categories:** [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Barre d'appui](#)

## BARRE D'APPUI RABATTABLE – SÉCURITÉ, AUTONOMIE ET GAIN DE PLACE

La **barre d'appui rabattable** offre un excellent soutien pour les personnes à mobilité réduite. Elle permet de se relever ou de s'asseoir plus facilement, tout en assurant un maximum de stabilité autour des toilettes. Une fois repliée, elle libère de l'espace pour circuler.

Souvent installées en duo, deux barres rabattables placées de part et d'autre des toilettes, espacées de 60 cm et à une hauteur d'environ 80 cm, forment un appui solide. Cela permet aux utilisateurs de se maintenir en sécurité durant leurs transferts quotidiens.

Lorsque l'on utilise une **chaise de transfert**, il suffit de relever l'une des barres pour accéder facilement à la cuvette. L'autre barre reste disponible pour s'appuyer et réaliser un transfert stable et confortable. Ce système améliore considérablement l'autonomie et le confort.

### □ Pourquoi choisir cette barre :

- Se replie verticalement pour optimiser l'espace
- Facilite les transferts assis/debout autour des WC
- Offre un support stable et fiable au quotidien
- Convient aux seniors, personnes handicapées ou en convalescence
- Se fixe solidement au mur

Avec son design pratique et discret, la **barre d'appui rabattable** répond parfaitement aux besoins d'accessibilité dans les sanitaires. Elle améliore le confort des utilisateurs tout en favorisant leur indépendance.

**Commandez votre barre d'appui rabattable – Livraison rapide en Suisse !**