



BARRE D'APPUI RABBATABLE

UGS: 10032

160.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions: 70x20x10cm
- Longueur: 70cm
- Poids max. utilisateur: 120kg
- Couleur: Blanc

Categories: [Bain/Douche/Toilettes](#), [Barre d'appui](#)

Barre d'appui murale rabattable. Deux barres rabattables sont le plus souvent installées de part et d'autre des toilettes, espacées de 60cm et à une hauteur d'environ 80cm. Les personnes en mesure de marcher les utilisent comme supports pour s'asseoir ou se relever. En cas d'utilisation d'une chaise de transfert, l'une des barres peut être relevée afin de faciliter l'accès à la cuvette, tandis que l'autre sert d'appui pour aider au transfert de l'utilisateur.