



BARRE DE REDRESSEMENT POUR LIT

UGS: 30053

250.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Plaque de base à l'extrémité de la main courante: 81cm
- Plaque de base: 51x16.5cm
- Hauteur du cadre (point le plus bas): 40cm
- Hauteur du cadre (point le plus élevé): 74cm
- Réglage de la largeur lit simple: 76.2 à 122cm
- Réglage de la largeur lit double: 137.2 à 152.5cm
- Matière: acier revêtu epoxy
- Couleur: Blanc
- Poids max. utilisateur: 127kg

Categories: [3. Repos](#), [Barre de redressement](#)

Réveillez-vous et levez-vous facilement avec la barre **Rise Easy**.

Se fixant sous les pieds ou les roues de votre lit, ce cadre en acier facilite beaucoup les mouvements du haut du corps et vous apporte un soutien lorsque vous vous penchez vers le lit ou que vous en sortez.

Peut être utilisé à gauche ou à droite du lit.

