



## BARRE DE REDRESSEMENT POUR LIT

**UGS:** 30053

**159.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Plaque de base à l'extrémité de la main courante: 81cm
- Plaque de base: 51x16.5cm
- Hauteur du cadre (point le plus bas): 40cm
- Hauteur du cadre (point le plus élevé): 74cm
- Réglage de la largeur lit simple: 76.2 à 122cm
- Réglage de la largeur lit double: 137.2 à 152.5cm
- Matière: acier revêtu epoxy
- Couleur: Blanc
- Poids max. utilisateur: 127kg

**Categories:** [3. Repos](#), [Barre de redressement](#)

## BARRE DE REDRESSEMENT POUR LIT – RISE EASY PRATIQUE ET SÛR

La **barre de redressement pour lit** Rise Easy se place sous les pieds ou les roues de votre lit. Son cadre en acier facilite les mouvements du haut du corps, vous donnant un appui solide pour vous lever ou vous pencher.

### □ Caractéristiques principales :

- **Fixation sous lit** : Se glisse simplement sous pieds ou roulettes.
- **Support fiable** : Cadre acier robuste pour appui sécurisé.
- **Usage bilatéral** : Convient à gauche ou à droite du lit.
- **Installation sans outil** : Mise en place rapide et sans démontage.
- **Design discret** : Profil fin, n'encombre pas l'espace sous le lit.

Grâce à la **barre de redressement Rise Easy**, gagnez en autonomie et en confort dès le réveil.

**Découvrez-le en action dans cette vidéo :**

**Commandez votre barre de redressement pour lit dès maintenant pour un soutien quotidien optimal !**

