



## BARRE DE REDRESSEMENT

**UGS:** 30011

**140.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Longueur base: 60cm
- Largeur base: 70cm
- Hauteur: 50cm
- Poids max. utilisateur: 190kg
- Couleur: Blanc

**Categories:** [Barre de redressement](#), [Repos](#)

Barre de redressement de lit à base large.  
Se glisse facilement sous le matelas  
Grand cadre base élargie pour une meilleure stabilité, livré avec sangles.  
Tube acier finition chrome et plastifié.

