



## BARRE DE SOUTIEN EXTÉRIEURE

**UGS:** 40037

**45.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Longueur: 45cm
- Matériaux: Aluminium et plastique
- Couleur: marron
- Poids maxi utilisateur: 160 kg

**Categories:** [4. Aide/Confort](#), [Aménagement](#)

La poignée murale extérieure est idéale pour les portes d'entrée ou de jardin, en aidant l'utilisateur à sortir et à entrer dans la maison. La couleur est beaucoup plus discrète que le métal et se fond dans son environnement lorsqu'elle est installée sur une façade extérieure.

Elle est entièrement adaptée aux intempéries avec ses anneaux en caoutchouc antidérapant pour éviter à la main de glisser. Même mouillée, elle est toujours chaude au toucher et antidérapante et une zone de préhension ovale pour une meilleur prise en main.

Elle est fabriquée avec un renfort interne en aluminium, ses fixations sont invisibles.

