



## BARRIÈRE DE LIT AMOVIBLE ET RÉGLABLE

**UGS:** 30039

**324.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteur depuis la base matelas: 58.4cm
- Écartement entre les rails: 7.6cm
- Longueur réglable: 66-86.3-106.6cm
- Poids: 6.35kg

**Categories:** [Barrière de lit](#), [Repos](#)

Profitez d'un sommeil réparateur, en toute sécurité en sachant que la barrière réglable de lit vous garde en sécurité au lit.

En vous empêchant de tomber pendant la nuit, cette barre de soutien peut également être utilisée pour vous aider à vous positionner correctement au lit.

Convient pour une utilisation de chaque côté de votre lit.

Ne convient pas pour les lits avec cadre.