



BARRIÈRE DE LIT ESCAMOTABLE

UGS: 30061

280.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur dessus matelas: 41 cm
- Dimensions cadre sous matelas: 90x40cm
- Couleur: acier laqué Blanc
- Longueur barrière: 90cm

Categories: [Barrière de lit](#), [Repos](#)

Barrière de lit escamotable de 90cm pour sécuriser une personne dans son lit. Le support se positionne entre le sommier et le matelas et dispose d'une lanière de 170cm pour fixation sur l'autre côté du lit. Elle s'escamote par simple pression des 2 barres du milieu. Structure en acier et polyéthylène avec poignée mousse.

