



BARRIÈRE DE LIT AMOVIBLE AVEC PIEDS

UGS: 30026

129.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur adaptable du Sol au Sommier : de 34cm à 53cm
- Hauteur totale : De 74cm à 93cm
- Longueur réglable: De 73cm à 103cm
- Poids: 4.6kg

Categories: [3. Repos](#), [Barrière de lit](#)

BARRIÈRE DE LIT AMOVIBLE AVEC PIEDS – SÉCURITÉ ET CONFORT

La **barrière de lit amovible avec pieds de sécurité** vous assure un sommeil serein en empêchant les chutes nocturnes. Elle sert aussi de support pour vous repositionner facilement au lit et supporte jusqu'à 204kg

□ Caractéristiques principales :

- **Amovible** : Se rabats facilement lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- **Réglable** : poignée réglable sur 4 niveaux, de 730 à 1 030 mm, sert également de garde-corps pour assurer une sécurité accrue
- **Installation rapide** : Sans cadre, se fixe directement sous le matelas et le sommier.
- **Utilisation bilatérale** : Convient de chaque côté du lit pour plus de flexibilité.
- **Matériau robuste** : Tube métal finition époxy pour durabilité et hygiène.

Compatible avec les lits dotés d'un sommier tapissier. Livrée avec une sangle de 4.5m permettant de faire le tour complet du sommier et de sécuriser ainsi la fixation de la barre. Cette barrière vous offre un maintien fiable et rassurant au quotidien avec une sécurité supplémentaire que lui procure la présence des pieds.

Commandez dès maintenant votre barrière de lit amovible et réglable pour un soutien sécurisé !



- ✓ Lit king size
- ✓ Lit simple
- ✓ Lit double
- ✓ Lit jumeau standard



Caractéristiques du produit

Nombre de modèles: 2
Poids du produit: 10,14 kg / 4,6 kg
Hauteur de la poignée: 28,75 à 98,01 cm / 740 à 930 mm
Longueur de la poignée: 28,75 à 88,05 cm / 730 à 1030 mm
Diamètre du tube: Ø 38 mm / 2,31 in
Dimensions de la barre: 17,04 à 28,05 cm / 46,5 à 73 cm
Hauteur des pieds de support: 13,28 à 20,87 cm / 54 à 83 mm

Accessoires

2 x Ecrou de fixation
1 x Sangle de rangement
1 x Manuel d'utilisation
1 x Sangle de fixation (177,57 cm / 6,9 ft)
4 x Crochets en C (personnalisés en color)