



## CADDIE DE SHOPPING LETT-800

**UGS:** 20105

**225.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteurs totales: 86-89-93cm
- Largeur totale: 49cm
- Siège: 35x28cm
- Poids: 5.2kg
- Limite de charge du sac: 15kg
- Couleur: Selon modèle
- Poids max. utilisateur: 100kg

**Categories:** [Mobilité](#), [Rollator à 4 roues](#)

Rollator caddie de shopping à 4 roues ultra léger et pliable facilement, peut se transporter partout sans difficultés.

Le sac présent en dessous de l'assise se détache et peut s'utiliser comme un sac ordinaire à l'aide de ses poignées.

Équipé de roues silencieuses, et pivotantes à l'avant, la manipulation du rollator est simple et agréable. De plus, dans le cas d'une perte importante de mobilité par exemple, vous pouvez bloquer les roues avant pour limiter leur rotation à 90° maximum.

Son assise avec dossier, tous deux rembourrés, vous permettent de vous asseoir pour vous reposer ou attendre le bus par exemple. Le revêtement est entièrement imperméable et opaque. Il est livré avec un porte-parapluie.

Il dispose de deux poignées de freins. La première vous permet de freiner instantanément pour ralentir ou vous arrêter et la seconde se bloque en position basse afin de bloquer continuellement les roues arrière comme le fait un frein de parking.

Le design du rollator est très contemporain, avec une discrétion bien pensée. Les câbles de freins se situent à l'intérieur des tubes en acier de la structure.

Deux coloris sont disponibles pour ce produit, Grenat (Bordeaux) ou Bleu Marine.

Vidéo disponible: [ICI](#)

