



CADRE DE MARCHÉ DRIVE

UGS: 20013

140.00 CHF – 190.00 CHF Plage de prix :

140.00 CHF à 190.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Disponible avec ou sans roues
- Hauteur: Selon modèle
- Largeur: Selon modèle
- Poids max. utilisateur: 160kg
- Compatible: Réf. 20030

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

Categories: [2. Mobilité](#), [Cadre de marche](#)

CADRE DE MARCHÉ DRIVE – LÉGER, STABLE ET ADAPTABLE À TOUS LES ENVIRONNEMENTS

Le **cadre de marche Drive** est une aide à la mobilité fiable, conçue pour offrir sécurité et confort à ses utilisateurs. Il convient aussi bien à un usage domestique qu'en milieu hospitalier ou en EMS. Grâce à sa **structure en aluminium anodisé**, il allie légèreté, robustesse et facilité d'entretien.

Les **poignées ergonomiques en plastique** assurent une bonne prise en main, même sur de longues durées. De plus, les **pièdes antidérapants en caoutchouc** garantissent une stabilité optimale sur divers types de sols. Selon vos besoins, vous pouvez également les remplacer par des patins de glissement (réf. 20030), pour faciliter les déplacements sur surfaces planes.

Ce cadre se décline en plusieurs **modèles et dimensions** : standard ou profond. Il est aussi disponible **avec ou sans roues avant**. Ainsi, il s'adapte parfaitement à votre morphologie et à l'espace environnant, notamment dans les lieux où les ouvertures de portes sont réduites.

☐ **Caractéristiques du cadre de marche Drive :**

- Structure en aluminium anodisé, légère et résistante
- Poignées ergonomiques pour une prise confortable
- Pièdes antidérapants (ou patins en option)
- Hauteur et largeur variables selon le modèle
- Disponible avec ou sans deux roues avant
- Modèles standard ou profond

Un cadre de marche flexible pour un usage quotidien

Le **cadre de marche Drive** s'adapte à toutes les situations et garantit une aide efficace pour vos déplacements. **Commandez dès aujourd'hui – Livraison rapide en Suisse !**

SKU	Price	Description	Modèle	Option	Hauteur	Largeur
20013	150.00 CHF TVA incluse	Disponible à la location: 25.- CHF/mois SPÉCIFICATIONS	Standard	Sans roues	77-84cm	60cm
20014	190.00 CHF TVA incluse	Disponible à la location: 25.- CHF/mois SPÉCIFICATIONS	Standard	Avec 2 roues	78-85cm	60cm
20015	150.00 CHF TVA incluse	Disponible à la location: 25.- CHF/mois SPÉCIFICATIONS	Standard	Sans roues	87-94cm	60cm
20016	190.00 CHF TVA incluse	Disponible à la location: 25.- CHF/mois SPÉCIFICATIONS	Standard	Avec 2 roues	88-95cm	60cm
20018	160.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	Profond	Avec 2 roues	70-78cm	65cm
20019	140.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	Profond	Sans roues	80-88cm	66cm
20022	160.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	Profond	Avec 2 roues	90-98cm	67cm

