



CADRE DE MARCHÉ 2 EN 1 LYNA II

UGS: 20033

109.00 CHF – 184.00 CHF Plage de prix :
109.00 CHF à 184.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Déambulateur fixe ou articulé
- Largeur totale: 56cm
- Poignées réglables en hauteur: 78 - 95.5cm
- Profondeur: 47cm
- Profondeur plié: 12cm
- Poids max. utilisateur: 130kg

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

Categories: [2. Mobilité](#), [Cadre de marche](#)

CADRE DE MARCHÉ 2 EN 1 LYNA II – FIXE OU ARTICULÉ ET PENSÉ POUR LES PETITS ESPACES

Le **cadre de marche Lyna 2** est une solution idéale pour les personnes à la recherche d'un déambulateur à la fois discret, léger et fonctionnel. Grâce à son **design compact et épuré**, il peut être utilisé dans des environnements étroits, notamment **au-dessus des toilettes** ou dans de petits couloirs.

Avec ses 2 goupilles, il permet 2 type de déambulation : Une marche avec un cadre fixe ou articulé

Ce modèle est fabriqué en **aluminium anodisé** de 28 mm de diamètre, ce qui le rend **très léger** tout en garantissant une bonne stabilité. De plus, il est **pliable en un geste**, ce qui facilite son transport et son rangement lors des déplacements.

Les **poignées sont en mousse souple**, assurant une prise en main confortable, même lors d'une utilisation prolongée. En option, il est possible d'y **ajouter une sacoche** pour emporter ses effets personnels en toute sécurité.

☐ Caractéristiques du cadre de marche Lyna II :

- Structure en aluminium anodisé Ø 28 mm
- Modèle pliant et ultra léger
- Adapté aux espaces restreints, y compris toilettes
- Poignées en mousse souple pour plus de confort
- Option sacoche de rangement disponible
- Idéal pour une utilisation à domicile ou en déplacement

Un cadre de marche conçu pour l'autonomie au quotidien

Le **cadre de marche Lyna 2** offre un parfait équilibre entre légèreté, discrétion et efficacité.

Commandez-le dès maintenant – Livraison rapide partout en Suisse !

SKU	Price	Description	Patins	Roues
20033	134.00 CHF TVA incluse		Avec Patins	Sans Roues
20033	174.00 CHF TVA incluse		Avec Patins	Avec Roues Simples
20033	184.00 CHF TVA incluse		Avec Patins	Avec Roues + Freins pression
20033	109.00 CHF TVA incluse		Sans Patins	Sans Roues
20033	149.00 CHF TVA incluse		Sans Patins	Avec Roues Simples
20033	159.00 CHF TVA incluse		Sans Patins	Avec Roues + Freins pression