



## CADRE DE MARCHÉ LÉGER, PLIABLE, DEUX NIVEAUX

**UGS:** 20080

**150.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteurs Sol-Poignées: 80-93cm
- Largeur entre les poignées: 45cm
- Largeur totale: 54cm
- Profondeur: 55cm
- Profondeur plié: 11cm
- Poids: 2.5kg
- Poids max. utilisateur: 100kg

**Categories:** [Cadre de marche](#), [Mobilité](#)

Le cadre vous stabilise pendant la marche et réduit le risque de chutes douloureuses!

Les poignées souples moulées assurent une prise en main sûre, 6 positions de réglage en hauteur de ce cadre.

Les pieds sont en caoutchouc antidérapants.

En raison de sa forme le cadre peut être maintenu en permanence avec les deux mains et le poids du corps entier repose sur lui.

2 poignées supplémentaires aident à passer de la position assise à la position debout.

Position pliable facile d'un bouton.