



## CADRE DE MARCHÉ LÉGER, PLIABLE, DEUX NIVEAUX

UGS: 20080

150.00 CHF TVA incluse

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteurs Sol-Poignées: 80-93cm
- Largeur entre les poignées: 45cm
- Largeur totale: 54cm
- Profondeur: 55cm
- Profondeur plié: 11cm
- Poids: 2.5kg
- Poids max. utilisateur: 100kg

Categories: [2. Mobilité](#), [Cadre de marche](#)

## CADRE DE MARCHÉ LÉGER PLIABLE À DEUX NIVEAUX – STABILITÉ, CONFORT ET FACILITÉ DE RANGEMENT

Le **cadre de marche léger pliable à deux niveaux** vous offre un appui stable et sécurisant à chaque pas. Grâce à sa conception robuste mais légère, il convient parfaitement aux personnes à mobilité réduite souhaitant conserver leur autonomie tout en limitant le risque de chute.

Ce modèle se distingue par ses **deux niveaux de poignées** : les poignées supérieures pour la marche et les poignées inférieures pour aider à se relever plus facilement depuis une chaise ou un lit. Ainsi, il facilite à la fois la marche et les transitions assis-debout.

Le cadre est **ajustable en hauteur sur 6 positions**, afin de s'adapter à toutes les morphologies. De plus, il se plie simplement à l'aide d'un bouton central, ce qui le rend facile à ranger et à transporter. Les pieds sont équipés de **tampons en caoutchouc antidérapants** pour une meilleure adhérence, même sur sol lisse.

### □ Caractéristiques principales :

- Cadre pliable à deux niveaux : aide à la marche et au redressement
- Structure légère et robuste en aluminium
- Réglable en hauteur sur 6 positions
- Poignées ergonomiques souples pour une prise sûre
- Pieds en caoutchouc antidérapants pour plus de stabilité
- Pliage facile d'un seul bouton

### Un cadre de marche pensé pour l'autonomie

Choisissez le **cadre de marche léger pliable à deux niveaux** pour allier sécurité, confort et praticité au quotidien. **Commandez maintenant – Livraison rapide en Suisse !**