



CADRE DE MARCHE LYNA 2

UGS: 20033

150.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

Déambulateur fixe et articulé

- Largeur totale: 56cm
- Poignées réglables en hauteur: 78 - 95.5cm
- Profondeur: 47cm
- Profondeur plié: 12cm
- Poids max. utilisateur: 130kg

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

Categories: [Cadre de marche](#), [Mobilité](#)

Cadre de marche pliable en tube aluminium diamètre 28mm anodisé.

Léger et pliant, il se transporte pour tous les déplacements.

Design épuré permettant une utilisation dans les petits espaces et notamment au dessus des toilettes.

Poignées en mousse souple.

Possibilité d'adapter une sacoche pour faciliter les déplacements.