



## CADRE DE MARCHÉ RENFORCÉ

**UGS:** 20032

**270.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Largeur: 66cm
- Profondeur: 59cm
- Réglage en hauteur: 82 à 99,5cm
- Epaisseur plié: 10cm
- Poids cadre: 3.4kg
- Poids max. utilisateur: 227kg

**Categories:** [2. Mobilité](#), [Cadre de marche](#)

Cadre pliable extra large avec une capacité de poids d'utilisateur très élevée.  
Léger se plie facilement pour le transport et le stockage.  
Roues optionnelles vendues séparément.