



## CADRE DE W.C. ASHBRAY

**UGS:** 10058

**200.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteur totale: 68 à 83cm
- Hauteur mini - maxi du siège: 46 à 61cm
- Profondeur totale: 48cm
- Largeur entre accoudoirs: 50cm
- Siège (L x l): 45 x 38,5cm
- Ouverture lunette: 17x25cm
- Poids max.: 190kg

**Categories:** [Bain/Douche/Toilettes](#), [Cadre de W.C.](#)

Ce cadre de toilette possède une assise très confortable et des accoudoirs pratiques et sécurisant. Le siège se clips facilement sur le cadre. La forme de ce cadre est conçue pour faciliter son nettoyage.

Siège en plastique moulé et pieds métalliques peints époxy avec tampons antidérapants réglables en hauteur.