



CADRE DE W.C. ASHBRAY

UGS: 10058

200.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur totale: 68 à 83cm
- Hauteur mini - maxi du siège: 46 à 61cm
- Profondeur totale: 48cm
- Largeur entre accoudoirs: 50cm
- Siège (L x l): 45 x 38,5cm
- Ouverture lunette: 17x25cm
- Poids max.: 190kg

Categories: [Bain/Douche/Toilettes](#), [Cadre de W.C.](#)

Ce cadre de toilette possède une assise très confortable et des accoudoirs pratiques et sécurisant. Le siège se clips facilement sur le cadre. La forme de ce cadre est conçue pour faciliter son nettoyage.

Siège en plastique moulé et pieds métalliques peints époxy avec tampons antidérapants réglables en hauteur.